


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caspasa-6 Para Wb, Elisa - P55212

Número de artículo: CM0020029



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Caspasa-6 humana (SWISS P55212). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada hacia humano y ratón. Esencial para la investigación en apoptosis, degeneración axonal e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo Caspasa-6
Observaciones/Alias	MCH2, CSP-6, caspase-6, Caspase-6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	839
ID del Gen	839
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 194-293 de la Caspasa-6 humana (NP_001217.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P55212
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo