


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caspasa-7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55210

Número de artículo: CM0016625



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Caspasa-7 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Específico para la proteína humana Caspasa-7 para la investigación de apoptosis y muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caspasa-7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MCH3; CMH-1; LICE2; CASP-7; ICE-LAP3; Caspasa-7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	840
ID de Gen	840
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de la Caspasa-7 humana (NP_001218.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55210
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo