

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caspasa-8 Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O89110

Número de artículo: CM0009034

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Caspasa-8 para ratón, validado en WB, IP, IF/ICC y ELISA. Dirigido al iniciador clave de la apoptosis (UniProt O89110) para investigación de muerte celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Caspasa-8
Observaciones/Alias	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspasa-8
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	841
GenelD	12370
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-218 de la Caspasa 8 de ratón (NP_033942.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O89110
Peso Molecular de la Proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo