


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Caspasa-8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14790

Número de artículo: CM0016659



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Caspasa-8 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón, rata. Se dirige a la caspasa iniciadora involucrada en las vías de apoptosis, piroptosis y necroptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caspasa-8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspasa-8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	841
GeneID	841
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 376-479 de la Caspasa 8 humana (NP_203519.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14790
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo