


Anticuerpo Policlonal Contra Caspasa-9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55211

Número de artículo: CM0019252



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Caspasa-9 de alta calidad para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata; detecta una proteína de 46 kDa. Ideal para estudios de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caspasa-9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspasa-9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	842
ID del Gen	842
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 139-416 de Caspasa-9 (NP_001220.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55211
Peso de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo