


Anticuerpo Policlonal Anti-Caspasa-9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55211

Número de artículo: CM0013241



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra Caspasa-9 (pAb) está validado para Western blot, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia y ELISA. Reconoce la caspasa-9 de humano, ratón y rata, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para estudios de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra Caspasa-9
Notas/Alias	MCH6, APAF3, APAF-3, PPP1R56, ICE-LAP6, Caspasa-9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	842
ID del Gen	842
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 139-416 de la Caspasa-9 (NP_001220.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55211
Peso de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo