

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caspr1 Para Wb Y Elisa - P78357

Número de artículo: CM0011302

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Caspr1 de alta calidad para WB y ELISA, dirigido contra CNTNAP1 humano. Validado para el estudio de uniones paranodales y mielinización en tejido cerebral. 156 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Caspr1
Observaciones/Alias	CHN3; P190; CASPR; NRXN4; CNTNAP; Caspr1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8506
GeneID	8506
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de Caspr1 humano (P78357).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P78357
Peso de la proteína	156 kDa
Envío	Bolsa de hielo