


Anticuerpo Monoclonal Anti-Caspr2/Cntnap2 Para Wb, Elisa - Q9Uhc6

Número de artículo: CM0002500



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Caspr2/CNTNAP2 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la organización de las uniones axo-gliales y enfermedades neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caspr2/CNTNAP2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CDFE; NRXN4; AUTS15; CASPR2; PTHSL1; Caspr2/CNTNAP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26047
GeneID	26047
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1232-1331 de Caspr2/CNTNAP2 humano (Q9UHC6)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UHC6
Peso Proteico	148kDa
Envío	Bolsa de hielo