

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Casq2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14958

Número de artículo: CM0020101



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CASQ2 humano (Calsequestrin-2), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de acoplamiento excitación-contracción cardíaco y señalización de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CASQ2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PDIB2; CASQ2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	845
GeneID	845
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-399 del CASQ2 humano (NP_001223.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O14958
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo