


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Casr (Receptor Sensor De Calcio Extracelular) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P41180

Número de artículo: CM0007936



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CaSR validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de señalización de calcio y homeostasis. UniProt P41180.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de conejo CaSR                                                                                                |
| Observaciones/Alias | CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                            |
| ID de Gen (Humano)  | 846                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 211-310 del CaSR humano (NP_000379.3) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                               |
| SWISS               | P41180                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 121 kDa                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                    |