

Anticuerpo Policlonal Anti-Casr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41180

Número de artículo: CM0018461



Introducción

Anticuerpo Policlonal (PAb) de Conejo anti-CASR validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta CASR humano, de ratón y de rata. Se dirige al CASR humano (P41180). Adecuado para la investigación de la homeostasis del calcio, el riñón y las paratiroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CASR Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1; CASR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	846
GeneID	846
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-536 del CASR humano (NP_000379.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P41180
Peso Proteico	121kDa
Envío	Bolsa de hielo