

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cast Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20810

Número de artículo: CM0023328

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CAST humano (Calpastatina) para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Inmunógeno recombinante, reactividad validada con muestras humanas. Apoya la investigación sobre la inhibición de calpaínas y proteínas musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAST pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BS-17; PLACK; CAST
Especie	Humano
GeneID (Humano)	831
GeneID	831
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 de CAST humano (NP_001177371.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P20810
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo