


Anticuerpo Monoclonal Anti-Catalasa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04040

Número de artículo: CM0002159



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra catalasa (P04040) validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Dirige contra la catalasa peroxisomal, una enzima antioxidante que degrada el peróxido de hidrógeno. Ideal para investigación de estrés oxidativo y crecimiento celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Catalasa Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CAT; catalasa; Catalasa
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	847
ID del Gen	847
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de la Catalasa humana (P04040).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04040
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo