


Anticuerpo Policlonal Anti-Catalasa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04040

Número de artículo: CM0017375



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la catalasa humana (CAT), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. El anticuerpo se produce en conejo y se envía en hielo. Adecuado para investigación de estrés oxidativo y peroxisomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Catalasa Conejo pAb
Observaciones/Alias	CAT; catalasa; MGC138422; MGC138424; Catalasa
Especie	Humano
GeneID (humano)	847
GeneID	847
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-225 de la Catalasa humana (NP_001743.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04040
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo