


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Catalasa Para Wb Y Elisa - P04040

Número de artículo: CM0013189



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Catalasa (CAT), validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación sobre estrés oxidativo y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Catalasa pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAT; catalasa; MGC138422; MGC138424; Catalasa
Especie	Humano
GeneID (humano)	847
GeneID	847
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-225 de la Catalasa humana (NP_001743.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04040
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo