

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Catenina Alfa-2 (Ctnna2) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26232

Número de artículo: CM0014855



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Catenina alfa-2 (CTNNA2) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce aminoácidos 167-290. Para estudios de adhesión y desarrollo neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTNNA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAPR; CTNR; CAP-R; CT114; CDCBM9; CTNNA2
Especies	Humano
GeneID (humano)	1496
GeneID	1496
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 167-290 de CTNNA2 humano (NP_001269526.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26232
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo