


## Anticuerpo Monoclonal Anti-Catepsina B Para Wb, If/Icc, Elisa - P07858

Número de artículo: CM0004883



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Catepsina B humana (CTSB, APPS), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteasa tiol de ~38 kDa involucrada en el recambio proteico, la invasión tumoral y la degradación lisosomal.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb anti-Catepsina B de conejo                                                                                               |
| Observaciones/Alias | KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B                                                                                         |
| Especie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 1508                                                                                                                         |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 8-339 de la Catepsina B humana. |
| Origen              | Conejo                                                                                                                       |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                     |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                       |
| SWISS               | P07858                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 38 kDa                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                               |