


Anticuerpo Policlonico Contra Catepsina B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07858

Número de artículo: CM0012877



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra la Catepsina B humana, apto para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación en biología de proteasas y metástasis cancerosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Catepsina B pAb de conejo
Observaciones/Alias	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B
Especie	Humana
GeneID (Humano)	1508
GeneID	1508
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-339 de la Catepsina B humana (NP_001899.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07858
Peso de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo