


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Catepsina B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07858

Número de artículo: CM0003780



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Catepsina B (P07858) para WB, IHC-P, ELISA. Detecta la catepsina B humana, una proteasa lisosómica relacionada con la invasión tumoral y el recambio de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Catepsina B mAb de Conejo
Observaciones/Alias	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Catepsina B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1508
GeneID	1508
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-156 de la catepsina B humana (P07858).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07858
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo