


Anticuerpo Policlonal Anti-Catepsina D Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07339

Número de artículo: CM0013394



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la catepsina D humana (CTSD, CPSD). Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de proteólisis lisosomal, enfermedad de Alzheimer y cáncer de mama.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la catepsina D
Observaciones/Alias	CPSD, CLN10, HEL-S-130P, Catepsina D
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1509
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-249 de la catepsina D humana (NP_001900.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P07339
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo