


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Catepsina D Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07339

Número de artículo: CM0002899



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Catepsina D humana (P07339), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta la Catepsina D humana y de ratón, una proteasa aspartil lisosomal implicada en el cáncer de mama y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Catepsina D
Observaciones/Alias	CPSD; CLN10; HEL-S-130P; Catepsina D
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	1509
ID del gen	1509
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07339
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo