


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Catepsina D Para Wb, Elisa - P07339

Número de artículo: CM0015747



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Catepsina D humana, adecuado para WB y ELISA. Detecta la Catepsina D humana y de ratón. Relevante para la investigación en degradación de proteínas, enfermedad de Alzheimer y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Catepsina D
Observaciones/Alias	CPSD; CLN10; HEL-S-130P; Catepsina D
Especie	Humano
GeneID (humano)	1509
GeneID	1509
Inmunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 65-412 de la Catepsina D humana (NP_001900.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P07339
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo