


Anticuerpo Monoclonal Anti-Catepsina E (Ctse) Para Wb, Elisa - P14091

Número de artículo: CM0006663



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Catepsina E humana (CTSE), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de función inmune y presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Catepsina E (CTSE) mAb de conejo
Observaciones/Alias	CATE; Catepsina E (CTSE)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1510
ID del gen	1510
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 132-244 de la Catepsina E humana (CTSE) (NP_001901.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14091
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo