


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Catepsina E (Ctse) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14091

Número de artículo: CM0025433



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Catepsina E (CTSE) validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función inmune, el procesamiento de antígenos y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Catepsina E (CTSE) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CATE; Catepsina E (CTSE)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1510
ID de Gen	1510
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 132-244 de la Catepsina E humana (CTSE) (P14091)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14091
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo