

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti Catepsina G Para Wb, Elisa - P08311

Número de artículo: CM0003693



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Catepsina G humana, validado para Western Blot (WB) y ELISA. Reconozca la proteasa de 29 kDa implicada en la actividad antimicrobiana y la activación de células inmunitarias. Diseñado para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Catepsina G mAb de conejo                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | CG; CATG; Catepsina G                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                      |
| ID del gen (Humano) | 1511                                                                                                                        |
| ID del gen          | 1511                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 156-255 de la Catepsina G humana (NP_001902.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                    |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                      |
| SWISS               | P08311                                                                                                                      |
| Peso de la proteína | 29 kDa                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                              |