

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Catepsina G Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08311

Número de artículo: CM0014155



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-catepsina G de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar las funciones de la proteasa de serina en inflamación, infección e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Catepsina G Conejo pAb
Observaciones/Alias	CG; CATG; Catepsina G
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1511
GeneID	1511
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-190 de la catepsina G humana (NP_001902.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08311
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo