

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Catepsina H Para Wb, Elisa - P09668

Número de artículo: CM0007093



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la procatepsina H humana (UniProt P09668), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la degradación de proteínas lisosomales y la función de la cisteína proteasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-catepsina H
Observaciones/Alias	ACC4; ACC5; CPSB; ACC-4; ACC-5; Catepsina H
Especie	Humano
ID de gen	1512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-250 de la catepsina H humana (NP_004381.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P09668
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo