

Anticuerpo Policlonal Anti-Catepsina L/V/K/H Para Wb, Elisa - P07711

Número de artículo: CM0018559



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la catepsina L/V/K/H humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y rata. Adecuado para estudiar la degradación lisosomal, el procesamiento de antígenos y los mecanismos de entrada de coronavirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Catepsina L/V/K/H pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MEP; CATL; CTSL1; Catepsina L/V/K/H
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1514
ID de Gen	1514
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P07711
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo