

Anticuerpo Policlonal Anti-Catepsina L/V/K/H Para Wb, If/Icc, Elisa - P07711

Número de artículo: CM0016372



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Catepsina L/V/K/H humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre proteólisis lisosomal, entrada viral y diferenciación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Catepsina L/V/K/H
Observaciones/Alias	MEP; CATL; CTSL1; Catepsina L/V/K/H
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1514
GeneID	1514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 114-333 de la Catepsina L/V/K/H humana (NP_001903.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07711
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo