

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Catepsina L/V/K/H Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07711/O60911/P43235/P09668

Número de artículo: CM0008338



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Catepsina L/V/K/H, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Detecta una banda a ~38 kDa. Proteasa cisteínica lisosómica implicada en la degradación de proteínas y el procesamiento de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Catepsina L/V/K/H mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MEP; CATL; CTSL1; Catepsina L/V/K/H
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1514
ID de Gen	1514/1515/1513/1512
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la catepsina L/V/K/H humana (P07711).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07711/O60911/P43235/P09668
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo