


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti Catepsina S Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O70370

Número de artículo: CM0028525



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti Catepsina S validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA en ratón y rata. La Catepsina S es una proteasa lisosomal involucrada en la presentación de antígenos de clase II del MHC y la señalización del prurito. Ideal para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Catepsina S
Observaciones/Alias	Cats
Especie	Ratón
GeneID (humano)	1520
GeneID	13040
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-340 de la Catepsina S de ratón (NP_067256.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O70370
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo