


Anticuerpo Monoclonal Anti-M6Pr Independiente De Cationes (Igf2R) Para Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Número de artículo: CM0005116



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el M6PR independiente de cationes (IGF2R) humano para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del tráfico lisosomal y la señalización de IGF2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	M6PR Independiente de Cationes (IGF2R) mAb de Conejo
Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
Especie	Humano
ID de Gen	3482
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2392-2491 del M6PR independiente de cationes (IGF2R) humano (NP_000867.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11717
Peso Proteico	274 kDa
Envío	Bolsa de hielo