


Anticuerpo Policlonal Anti-M6Pr Independiente De Cationes (Igf2R) Para Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Número de artículo: CM0018199



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al M6PR independiente de cationes humano (IGF2R, CD222). Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad en muestras de humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del tráfico lisosomal y la señalización de IGF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	M6PR Independiente de Cationes (IGF2R) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; M6PR Independiente de Cationes (IGF2R)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2327-2491 del M6PR independiente de cationes humano (IGF2R) (NP_000867.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11717
Peso Proteico	274kDa
Envío	Bolsa de hielo