


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-M6Pr (Igf2R) Independiente De Cationes Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11717

Número de artículo: CM0002801



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el M6PR (IGF2R) humano independiente de cationes. Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada para humano y rata. Adecuado para investigación de tráfico lisosomal y señalización de IGF2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-M6PR (IGF2R) independiente de cationes
Observaciones/Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; M6PR (IGF2R) independiente de cationes
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3482
GeneID	3482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2140-2300 del M6PR (IGF2R) humano independiente de cationes (NP_000867.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P11717
Peso Proteico	274kDa
Envío	Bolsa de hielo