


Anti-M6Pr Independiente De Cationes (Igf2R) Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11717

Número de artículo: CM0006334



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo anti-M6PR independiente de cationes (IGF2R) de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de tráfico lisosomal y señalización de IGF2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	M6PR independiente de cationes (IGF2R) Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3482
GeneID	3482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2140-2300 del M6PR independiente de cationes humano (IGF2R) (NP_000867.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11717
Peso proteico	274kDa
Envío	Bolsa de hielo