


Anticuerpo Monoclonal Anti-Caveolina-1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q03135

Número de artículo: CM0008957



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido a la Caveolina-1 humana (VIP21, CGL3). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. La Caveolina-1 es un componente estructural clave de las membranas de las caveolas, involucrada en la transducción de señales y el transporte de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caveolina-1 mAb de ratón
Observaciones/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085
Especie	Humana
GenelD (humano)	857
GenelD	857
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de la Caveolina-1 humana (NP_001744.2).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q03135
Peso de la proteína	17 kDa/20 kDa
Envío	Bolsa de hielo