


Anticuerpo Monoclonal Anti-Caveolina-1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q03135

Número de artículo: CM0007032



Introducción

CamelBio ofrece el anticuerpo monoclonal recombinante Anti-Caveolina-1 de conejo para WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA, con reactividad cruzada con Humano, Ratón y Rata. Apoya estudios de formación de caveolas, activación de linfocitos T y vía de Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Caveolina-1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	857
GeneID	857
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de la Caveolina-1 humana (NP_001744.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03135
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo