


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caveolina-1 (Validado Por Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03135

Número de artículo: CM0002869



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Caveolina-1 de alta especificidad, validado por KO, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta Caveolina-1 humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la biología de las caveolas y las vías de señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Caveolina-1 [Validado por KO]
Observaciones/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolina-1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	857
ID del Gen	857
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los a.a. 1-80 de la Caveolina-1 humana (NP_001744.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03135
Peso Molecular de la Proteína	17kDa/20kDa
Envío	Bolsa de hielo