

Anticuerpo Pab De Conejo Anti-Caveolin-2 Para Wb - P51636

Número de artículo: CM0021000

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Caveolin-2 de alta calidad, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante. Ideal para la investigación de la formación de caveolas y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo Caveolin-2
Observaciones/Alias	CAV; Caveolin-2
Especie	Humano
GeneID (humano)	858
GeneID	858
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-65 de CAV2 humano (NP_001224.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P51636
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo