

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Caveolina-3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Número de artículo: CM0009449

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Caveolina-3 humana (P56539). Validado para WB, IHC-P, ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar la función de las caveolas y las enfermedades específicas musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Caveolina-3 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolina-3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	859
GeneID	859
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-151 de la Caveolina-3 humana (P56539)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56539
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo