


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cbfa2T3 Para Wb Y Elisa - O75081

Número de artículo: CM0015334



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el correpresor transcripcional CBFA2T3 (ETO2/MTG16) para WB y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre regulación transcripcional y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CBFA2T3 pAb de conejo
Observaciones/alias	ETO2; MTG16; MTGR2; ZMYND4; RUNX1T3; CBFA2T3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	863
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 593-653 de CBFA2T3 humano (NP_005178.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75081
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo