

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cbfb Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13951

Número de artículo: CM0012025



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CBFB humano (subunidad beta del factor de unión al núcleo). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de complejos de factores de transcripción CBF/RUNX.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CBFB
Observaciones/Alias	CLCD2; PEBP2B
Especie	Humana
ID del gen (humano)	865
ID del gen	865
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-182 de CBFB humano (NP_001746.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q13951
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo