


Anticuerpo Policlonal Anti-Cbl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P22681

Número de artículo: CM0013972



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CBL humano (ligasa E3 de ubiquitina-proteína) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Validado en tejidos humanos, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la ubiquitinación, la señalización y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CBL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Especie	Humana
ID del gen (humano)	867
ID del gen	867
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 850-906 de CBL humano (NP_005179.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P22681
Peso de la proteína	100 kDa
Envío	Bolsa de hielo