


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cbl Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P22681

Número de artículo: CM0007514



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la ligasa E3 de ubiquitina-proteína CBL humana (P22681) para Western blot, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en transducción de señales y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CBL
Observaciones/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	867
ID del Gen	867
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 850-906 de CBL humano (NP_005179.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22681
Peso Molecular de la Proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo