


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cbl Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22681

Número de artículo: CM0025759



Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo anti-CBL validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta CBL humano, tiene reactividad cruzada con ratón y rata. Diseñado para investigación sobre la señalización de la ubiquitina ligasa E3 y la regulación de receptor tirosina quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CBL Rabbit pAb
Notas/Alias	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Especie	Humano
GeneID (humano)	867
GeneID	867
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 850-906 del CBL humano (NP_005179.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22681
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo