

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cblb Para Wb, Elisa - Q13191

Número de artículo: CM0024299



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CBLB (Cbl-b, RNF56) validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta CBLB humano, de ratón y de rata. Ligasa de ubiquitina E3 que regula la señalización de receptores inmunes; ideal para investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CBLB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Cbl-b; RNF56; Nbla00127; CBLB
Especie	Humano
GeneID (humano)	868
GeneID	868
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 883-982 de CBLB humano (NP_001308717.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13191
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo