


Anticuerpo Policlonal Anti-Cblc De Conejo Para Wb, Elisa - Q9ULv8

Número de artículo: CM0025575



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana CBLC (E3 ubiquitina-proteína ligasa CBL-C), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para estudios de ubiquitinación y señalización del EGFR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CBLC Conejo pAb
Observaciones/Alias	CBL-3; RNF57; CBL-SL; CBLC
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	23624
ID del Gen	23624
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9ULV8
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo