

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cbll1 Para Wb Y Elisa - Q75N03

Número de artículo: CM0017644

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CBLL1 humano (HAKAI/RNF188), una ligasa de ubiquitina E3. Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de las vías de ubiquitinación y metilación m6A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CBLL1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HAKAI; RNF188; CBLL1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	79872
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de CBLL1 humano (NP_079090.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q75N03
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo