


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cbp80 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q09161

Número de artículo: CM0017481



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CBP80 (NCBP1) para Western blot, IHC-P y ELISA. Validado en humano y ratón. CBP80 es un componente del complejo de unión a la capucha (cap-binding complex) involucrado en el procesamiento y exportación de mRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CBP80 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	NCBP; Sto1; CBP80
Especie	Humano
ID de Gen	4686 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CBP80 humano (NP_002477.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q09161
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo