


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cbr1. Validado Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16152

Número de artículo: CM0007140



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-CBR1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la reductasa de carbonilo 1, implicada en el metabolismo de xenobióticos y la síntesis de prostaglandinas. Ideal para aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CBR1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Especie	Humano
ID de Gen	873
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16152
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo